



FOLHETO DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO

CATEGORIA DO PRODUTO: Testes olfativos microencapsulados da Sensonics (++)G051SITTK)

NOME DO PRODUTO: The Pocket Smell Test™ (PST)

DESCRIÇÃO:

O The Pocket Smell Test™ (Teste olfativo de bolso) fornece um meio rápido e de escolha forçada para testar a função do 1.º Nervo Craniano. Para caracterizar completamente um problema olfativo descoberto por este teste, administre o Smell Identification Test™ (Teste de identificação olfativa) de 40 itens. Este último teste estabelece normas para ambos os sexos de todas as idades, categorias de diagnóstico bem definidas e meios para detetar a simulação de doença



INSTRUÇÕES:

- Liberte o primeiro odor com a ponta de um lápis ou de uma caneta.
- Leia as alternativas de resposta ao doente e faça um círculo na resposta do doente.
- Se quiser, teste cada narina separadamente.
- Repita com os restantes odores.
- Uma ou mais respostas incorretas sugerem disfunção olfativa. Para caracterizar completamente o problema, administre o Smell Identification Test™ de 40 itens.



Cada teste de bolso é de utilização única



Manter seco



30°C

Limite superior da temperatura de armazenamento



Sensonics International
411 South Black Horse Pike
Haddon Heights, NJ 08035
United States
Contact no. (856)-547-7702
www.sensonics.com

MANUFACTURER

EC

REP

MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands